

Bestellformular Mikrobiologie / PCR Görlitz

Kontakt:

Mikrobiologie Görlitz Cottbuser Str. 11, 02826 Görlitz Tel.: 03581 6693 115 / 03581 6693 118

Ihre Bestellmöglichkeiten:

Per Fax: 03581 6693 984

Per E-Mail: bestellung-grf@labor-ostsachsen.de

Per Laborfahrer

Per PDF Online Formular

Auftragsdatum Praxisstempel

Packdatum Labor / Kürzel

Anz.	Beschreibung	Verwendung / Hinweis	Bild
	Cliniswab normal* starr; mit Flüssigmedium	Rachen-, Vaginal- u. Wundabstrich für bakterielle Erregeranzucht und/oder PCR geeignet	Süsse
	Cliniswab dünn* flexibel; mit Flüssigmedium	Urethral- u. Ohrabstrich, Nasopharyngeal für bakterielle Erregeranzucht und/oder PCR geeignet	SÜSSE CE (INIT)
	Standard- Abstrichtupfer, starr; Geltupfer	Rachen-, Vaginal-, Wundabstriche nicht für PCR geeignet!	COPAN IND SEASON IN SEASON
	Abstrichtupfer mit Aluminiumdraht; dünn; flexibel Geltupfer	Urethral-, Nasopharyngeal-, Ohrabstriche nicht für PCR geeignet!	COPAN I FERTI MANUEL COPA IS
	Urinröhrchen; steril	Keimzahlbestimmung im Urin; Keimzahl bleibt 24 h stabil	Access of the control
	Urinbecher ohne Schnappdeckel; nicht steril	für Urinproben	
	Schnappdeckel	für Urinbecher	
	Stuhlröhrchen mit Löffel	Stuhluntersuchung	Norma 150
	Schraubbecher; steril	Sputum, Sperma	
	Röhrchen, steril, 5 ml	Schuppen, Nägel, Haare, Untersuchung auf Dermatophyten	
	Röhrchen, steril, 15 ml	Punktat, Liquor, Katheterspitze, Bronchiallavage, Sekret	2222220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

^{*} Deckelfarbe je nach Herstellerverfügbarkeit abweichend!

Anz.	Beschreibung	Verwendung / Hinweis	Bild
	Röhrchen, steril, 50 ml	Urinprobe für Tuberkulose; 3x 50 ml Morgenurin von 3 aufeinanderfolgenden Tagen	
	Blutkulturflaschen für Erwachsene (aerob & anaerob)	BK Flasche jeweils mit 8-10 ml Blut beimpfen Bitte nach Abnahme bei Raumtemperatur lagern!	SUMPRO IN SUMPRI
	Blutkulturflasche für Kinder	mit 1-3 ml Blut beimpfen; auch als zusätzliches Transportmedium für Punktate und Liquore geeignet	COMPANIES OF THE PROPERTY OF T
	Transportröhrchen für Magenbiopsien	Untersuchung auf Heliobacter pylori Biopsie in das Medium drücken! Lagerung bei Raumtemperatur: Transportzeit von ≤ 24 h sicherstellen.	THE DOCK (STATE OF THE DOCK O
	Transportbeutel (Kängurubeutel)	Umverpackung für Probengefäße; mit getrennter Tasche für Anforderungsscheine; Infektionsschutz!	Section of the sectio
	Transporttasche Mikrobiologie		TOTAL STATE OF THE
	Objektträger	für Analabklatsch auf Oxyuren	Sp. Objektträger Sp. Objekträger
	Objektträgerhülle		

Abnahmesysteme ausschließlich für Molekularbiologie (PCR)

Anzahl	Beschreibung	Bild
	GynoPrep Abstrichset Nur für HPV-PCR	Constitution of Constitution o
	Spezial-Abnahmeset - Abstrichtupfer plus Röhrchen Nur für Chlamydien- & Gonokokken-PCR	
	Spezial-Urinröhrchen mit Urin-Transferpipette Nur für Chlamydien- & Gonokokken-PCR	

Formulare und Informationsblätter

Anzahl	Beschreibung		
	Bestellformular Mikrobiologie / PCR Görlitz		
	Privatschein Mikrobiologie		
	IGeL-Scheine (Selbstzahler)		